



Blouses d'isolement

Les faits:

- À l'épreuve des fluides
- Le tissu est conforme aux normes ASTM F2407 de niveau 2.
- Conçu pour la durabilité et un usage régulier dans les centres de soins.
- Conception enveloppante permettant de recouvrir l'ensemble du corps
- Matériau confortable et léger pour une utilisation prolongée
- Manches tissées extensibles à séchage rapide protégeant les poignets, réduisant l'exposition.



Spécifications

BLOUSES D'ISOLEMENT

STYLE#	AMPLITUDE TOTALE	LONGUEUR DES MANCHES	POIDS	COULEUR
EHX4200/WA	63"	24"	280 g	Yellow
GOWN/PPE-3XL*	74"	24"	307 g	Yellow

(Attaché par l'arrière/Non-réversible)



Contactez votre représentant des ventes



Également disponible sur la boutique MIP : store.mipinc.info



MIP

La santé n'a jamais été aussi douce