



Matelas Integriderm santé comportementale

Les faits:

- Matériaux de surface résistants au déchirement et ultra-durables
- Coutures invisibles, dissimulées sous le matelas
- Couche supérieure découpée en croix
- Aucune partie détachable
- Housse ignifuge



Spécifications:

STYLE#	DIMENSIONS	POIDS	GARANTIE
MIP/PH/7235	35" x 72" x 6"	375 lbs	2 ans
MIP/PH/80	35" x 80" x 6"	375 lbs	2 ans
MIP/PH/84	35" x 84" x 6"	375 lbs	2 ans



Contactez votre représentant
des ventes



Également disponible sur la
boutique MIP : store.mipinc.info



MIP

La santé n'a jamais été aussi douce