



Matelas pour civière Integriderm

Les faits:

- Bande Velcro mâle cousue au milieu placée au bas des matelas avec 3 bandes femelles fournies séparément pour bien fixer le matelas sur une civière
- Redistribution optimale de la pression et confort sans égal avec un matériau qui assure un maintien parfait du corps
- Couche supérieure découpée en croix
- Aucune partie détachable
- Partie externe imperméable
- Housse ignifuge



MIP

La santé n'a jamais été aussi douce



Spécifications

MATELAS POUR CIVÈRE INTEGRIDERM

STYLE#	DIMENSIONS	POIDS	GARANTIE	TYPE
MISP/24745	24" x 74" x 5"	300 lbs	2 years	Type B
MISP/28745	28" x 74" x 5"	300 lbs	2 years	Type B
MISP/28765	28" x 76" x 5"	300 lbs	2 years	Type B
MISP/352675	26" x 75" x 3"	300 lbs	2 years	Type D
MISP/353176	31" x 76" x 3"	300 lbs	2 years	Type D
MISP/452674	26" x 74" x 4"	300 lbs	2 years	Type D
MISP/452675	26" x 75" x 4"	300 lbs	2 years	Type D
MISP/452974	29" x 74" x 4"	300 lbs	2 years	Type B
MISP/452975	29" x 75" x 4"	300 lbs	2 years	Type D
MISP/453076	30" x 76" x 4"	300 lbs	2 years	Type D

INTEGRIDERM®



Contactez votre représentant des ventes



Également disponible sur la boutique MIP : store.mipinc.info



MIP

La santé n'a jamais été aussi douce