



MIP

La santé n'a jamais été aussi douce



SOMMEIL CONFORTABLE



SANTÉ DE LA PEAU



DIGNITÉ

**SOLUTIONS
BARIATRIQUES**



BIEN-ÊTRE



CONTRÔLE DE LA TRANSPIRATION



SÉCURITÉ DU PERSONNEL SOIGNANT

Des produits spécialisés conçus pour la prise en charge de vos patients ou résidents en surpoids. Nos produits assurent un microclimat sain pour la peau grâce à des tissus qui optimisent un meilleur contrôle de l'humidité. Notre sélection comprend également des produits infroissables au profil mince servant à diminuer les risques d'escarres qui surviennent fréquemment chez les patients alités à mobilité restreinte.

Découvrez nos solutions bariatriques offertes sous les différentes marques de MIP.

INTEGRIDERM®

SOLUS™
THE PERFECT BALANCE OF COMFORT & DIGNITY

UltraKnit™

FUSION®

Swift



**PRODUITS BARIATRIQUES
SPÉCIALISÉS ET SYSTÈMES
ADAPTÉS POUR LES
RÉSIDENTS ET PATIENTS**

Swift **Système de repositionnement**

Le système de repositionnement de patient/résident le plus économique. En aidant à promouvoir l'autonomie, Swift UltraSlide permet de diminuer le nombre de blessures au dos et au cou causées par la manutention et le repositionnement que peut subir le personnel soignant.

Alèse de repositionnement SWIFT (A)

Avantages

- Endos à faible friction permettant un repositionnement facile et sécuritaire

Drap de dessous UltraSlide (B)

Avantages

- Endos en taffetas pour empêcher l'accumulation de la chaleur
- Une réduction additionnelle de la friction pour encore moins d'effort



Protecteur de vêtements AURORRA

Un protecteur de vêtements spécialement conçu pour les patients/résidents plus corpulents muni de plusieurs positions d'attaches.

Avantages

- Taille généreuse qui offre dignité et couverture appropriée

FUSION **Piqué**

En éliminant les points de pression potentiels, FUSION crée une surface lisse sur laquelle peut reposer la peau sensible du patient/résident. Ayant comme principal objectif celui de préserver l'intégrité de la peau, FUSION aide à protéger celle-ci contre l'humidité, le cisaillement et la friction.

Avantages

- La surface non matelassée offre une protection supérieure contre l'humidité et garde la peau au sec





SOLUS™ Jaquette I.V.

THE PERFECT BALANCE OF COMFORT & DIGNITY

Les jaquettes SOLUS ont été développées à partir des plus récentes technologies en matière de textiles afin d'améliorer le confort et bien-être des patients/résidents.

Avantages

- Tissu brossé doux agréable pour la peau
- Taille généreuse qui offre dignité et couverture appropriée
- Propriétés permettant de réduire l'humidité et garder la peau au sec

INTEGRIDERM® Matelas

Les matelas Intergriderm offrent à vos patients/résidents une excellente redistribution du poids. Ils sont conçus pour promouvoir un environnement sain pour la peau et le corps.

Avantages

- Matériau respirant qui assure l'élimination de l'humidité pour un meilleur confort
- 3 couches en mousse pour assurer confort et support



UltraKnit™ Draps

Les draps Ultraknit sont conçus avec notre tissu extensible en 4 sens pour une surface sans plis qui permet l'émergence totale du patient/résident dans le matelas de soutien.

Avantages

- Tissu en tricot respirant pour contrôler l'humidité
- Tissu de texture douce pour un meilleur confort



PRODUITS BARIATRIQUES SPÉCIFICATIONS



Protecteur de vêtements AURORRA

| Modèle | Dimensions | Caractéristiques |
|-------------|------------|------------------|
| 1102443/SKS | 24" x 43" | Boutons-pression |

Système de repositionnement Swift®

Alèse de repositionnement Swift® (A)

| Modèle | Couleur de l'endos | Dimensions |
|-------------|--------------------|---------------|
| PTD-56/BA/Y | Jaune | 50" L x 72" L |

Draps de dessous UltraSlide (B)

| Modèles | Biais | Fils | Dimensions |
|----------------|-------|-------|----------------------|
| PTD-LS-S-BA-Y | Vert | Vert | 54" L x 84" L x 8" P |
| PTD-LS-S-BA1-Y | Jaune | Jaune | 48" L x 80" L x 7" P |

Matelas INTEGRIDERM®

| Modèle | Couleur extérieure | Dimensions |
|------------------|--------------------|--------------|
| MIP/BAR/GRANDEUR | Bleu marin | Sur demande* |

*Les matelas bariatriques sont disponibles dans les largeurs standard 39", 48", 54" ou 80". Grandeurs additionnelles disponibles sur demande.

Jaquettes I.V. SOLUS™

| Modèles | Couleurs/motif | Largeur | Longueur | Manche | Caractéristiques |
|-------------|-------------------|---------|----------|--------|---|
| PG/BAI-3XL | GRIS Nightingale | 72" | 45" | 16.5" | Attaches et boutons-pression en plastique |
| PG/BAI-10XL | BEIGE Nightingale | 107" | 46" | 19" | |

Draps UltraKnit®

| Description | Modèle | Biais | Couleurs | Dimensions |
|---------------------------|------------|-----------------------|----------|----------------------|
| Drap de dessous | SK40B/BE | Blanc | Ivoire | 54" L x 80" L x 8" P |
| Drap de dessous | SK41B/BE | Orange | Ivoire | 48" L x 80" L x 7" P |
| Drap de dessous | SK415B/BE | Blanc | Ivoire | 42" L x 80" L x 7" P |
| Drap de dessous | SK42B/BE | Bleu ardoise | Ivoire | 39" L x 80" L x 7" P |
| Drap de dessous * Optimum | SK4200B | Vert avec fils jaunes | Blanc | 42" L x 88" L x 8" P |
| Drap de dessus | SK40T/BE | Blanc | Ivoire | 54" L x 80" L x 8" P |
| Taie d'oreiller | SK1019P/BE | N/D | Ivoire | 19" L x 32" L |

Piqué FUSION®

| Modèles | Couleurs | Dimensions | Matériau absorbant |
|------------------------|----------|------------|---------------------|
| 9118/FP | Bleu | 34" x 45" | 7 oz/y ² |
| 9118 (É.-U. seulement) | Bleu | 34" x 45" | 7 oz/y ² |

CONTACTEZ-NOUS

mipinc.com

CANADA 1-877-356-2987
É.-U. 1-800-361-4964



SITE WEB



Certification Oeko-Tex

OEKO-TEX.COM